

2xPCR Master Mix With Indicator



4ml WLA071a

仅用于科学研究,不能用于诊断

产品信息

产品名称 2xPCR Master Mix With Indicator

产品概述 2xPCR Master Mix With Indicator中含有2xTaq DNA Polymerase, 2xPCR Buffer, 2xdNTP以及Loading Buffer, 只需加入适量引物、模板和水即可进行PCR扩增。大大简化了PCR操作, 使操作更加快捷, 也减少了PCR操作过程中可能导致的污染, 使PCR的重复性更好。利用2xPCR Master Mix With Indicator可以进行各种常规的PCR扩增, 但不适合用于荧光定量PCR。

本试剂盒用于50 μ l的PCR反应体系, 足够用于160个反应, 用于20 μ l的PCR反应体系, 足够用于400个反应。

包装信息

试剂名称	WLA071a	保存条件
2xPCR Master Mix With Indicator	4x1ml	-20°C

注意事项

1. 由于PCR反应非常灵敏可以扩增目的基因序列超过1000万倍, 在使用Taq酶时请注意避免微量待扩增DNA的污染, 并尽量考虑设置不加模板的空白对照以确认是否有待扩增DNA的污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿戴实验服并戴一次性手套操作。

操作流程

1. PCR反应体系设置:
 - a. 溶解并混匀PCR反应所需的各种溶液, 将2xPCR Master Mix With Indicator置于冰浴上或冰盒内。
 - b. 参考下表在冰浴上设置PCR反应:

试剂名称	最终浓度	体积	体积
灭菌双蒸水	-	(21-x) μ l	(8.4-y) μ l
模板DNA	10pg-1 μ g*	x μ l	y μ l
引物混合物 (10 μ M each)	0.8 μ M	4 μ l	1.6 μ l
2xPCR Master Mix With Indicator	1x	25 μ l	10 μ l
总体积	-	50 μ l	20 μ l

- c. 用移液器轻轻吹打或轻微Vortex混匀, 室温离心数秒, 使液体积聚于管底。
 - d. 将设置好的PCR反应管置于PCR仪上, 开始PCR反应。
2. PCR反应参数的设置可以参考如下示例:
 - STEP1 (起始变性): 94°C 3min
 - STEP2 (变性): 94°C 30s
 - STEP3 (退火): 55°C 30s
 - STEP4 (延伸): 72°C 1min
 - STEP5 (循环): Go To STEP2 for 30 cycles
 - STEP6 (最终延伸): 72°C 10min
 - STEP7 (临时保存): 4°C forever
 - a. PCR反应的设置需根据模板、引物、PCR产物的长度和GC含量等条件的不同设定不同的PCR反应条件包括温度、时间和循环数等。
 - b. STEP4 (延伸)的时间设置需根据PCR产物的长度进行设置, 通常每kb产物的延伸时间为1min。例如PCR产物的长度为1kb, 则延伸时间可以设置为1min, PCR产物的长度为2kb, 则延伸时间可以设置为2min, 以此类推。
 3. 反应结束后, 取出反应液10 μ l进行琼脂糖凝胶电泳, 确认PCR反应产物。如果此PCR反应产物需用于以后实验, 应将PCR产物冻存保存。