

Western转膜液 (10×)

500mL WLA139

仅用于科学研究,不能用于诊断

产品信息



产品名称 Western转膜液 (10×)

产品概述 Western转膜液适用于Western Blot实验中把蛋白质转移到PVDF膜或硝酸纤维素 (NC) 膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。

包装信息	试剂名称	WLA139	保存条件	有效期
	Western转膜液	500 ml	4°C	6个月

- 注意事项**
1. 本产品开封后2-4°C保存，并尽快用完。
 2. 请穿实验服佩戴一次性手套进行操作。

- 使用说明**
1. 取本品100mL，加入200mL无水甲醇混匀。
 2. 加入蒸馏水或去离子水，定容至1L，混匀后使用。
 3. 1×Western转膜液室温可保存两周左右。
 4. 本产品不含SDS，蛋白分子量较大或者疏水性较强时，为增加转膜效果，可适当添加少量SDS（参考工作浓度为0.025-0.1%）。