

# Hanks' Balanced Salt Solution (with Ca<sup>2+</sup> & Mg<sup>2+</sup>)

500ml WLA097a

仅用于科学研究,不能用于诊断



## 产品信息

**产品名称** Hanks' Balanced Salt Solution (with Ca<sup>2+</sup> & Mg<sup>2+</sup>)

**产品概述** Hanks' Balanced Salt Solution (with Ca<sup>2+</sup> & Mg<sup>2+</sup>)，简称 HBSS，含 137.93mM NaCl, 5.33mM KCl, 4.17mM NaHCO<sub>3</sub>, 1.26mM CaCl<sub>2</sub>, 0.493mM MgCl<sub>2</sub>, 0.407mM MgSO<sub>4</sub>, 0.441mM KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, 0.338mM Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, 5.56mM D-Glucose。

本Hanks' Balanced Salt Solution (with Ca<sup>2+</sup> & Mg<sup>2+</sup>) 溶液经过过滤除菌，可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤等常规用途。使用前不必再进行稀释或过滤除菌等任何处理。

## 包装信息

试剂名称	WLA097a
Hanks' Balanced Salt Solution (with Ca <sup>2+</sup> & Mg <sup>2+</sup> )	250ml x 2瓶

## 保存条件

4°C保存半年有效。-20°C保存一年有效。本产品可短期室温存放。

## 注意事项

1. 在使用Hanks' Balanced Salt Solution (with Ca<sup>2+</sup> & Mg<sup>2+</sup>) 的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
2. 本Hanks' Balanced Salt Solution (with Ca<sup>2+</sup> & Mg<sup>2+</sup>) 溶液含有Ca<sup>2+</sup>与Mg<sup>2+</sup>，如需使用不含Ca<sup>2+</sup>与Mg<sup>2+</sup>的Hanks' Balanced Salt Solution 溶液，请订购 WLA096 Hanks' Balanced Salt Solution。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。