

DNA 上样缓冲液（6×）

2ml WLA086a

仅用于科学研究,不能用于诊断



产品信息

产品名称 DNA 上样缓冲液（6×）

产品概述 DNA上样缓冲液（DNA loading buffer，6×），是常规的六倍浓缩的DNA上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂，稀释至 1X 后比重仍然较大，上样时极易下沉，且颜色清晰可见。

包装信息	试剂名称	WLA086a	保存条件	有效期
	DNA 上样缓冲液（6×）	2ml	4℃	一年

注意事项 由于 DNA 的电泳操作会接触强致癌性的溴化乙锭（EB），因而 DNA 上样缓冲液在长期使用过程中极易污染溴化乙锭，因此操作的时候请注意适当防护。

使用说明 按照每 5μL DNA 样品加入 1μL DNA 上样缓冲液的比例，混合 DNA 样品和 DNA 上样缓冲液（6×），直接加到 DNA 胶内即可。